

Sensori Masimo


RD rainbow Lite SET™

Dotato di tecnologia Masimo rainbow SET™ e di pulsossimetria SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™

- Il sensore piatto con bordi lisci si adatta in modo comodo alla mano del paziente
- Più leggero dei sensori con cavo tradizionale
- Consente avanzate funzioni del dispositivo, come ad esempio Oxygen Reserve Index™ (ORi™)



- Connessione rapida e intuitiva da sensore a cavo con feedback tattile e acustico a garanzia di una connessione corretta
- Indicazioni grafiche sul sensore per una corretta applicazione dello stesso



 MASIMO

Applicazione del sensore

Sensori pieghevoli

- Applicazione sicura sul dito e allineamento intuitivo del sensore



Adt
applicazione su dito



Pdt
applicazione su dito

Sensori a fascetta

- Facile da rimuovere e da riapplicare
- Adatto a pazienti con unghie lunghe o con deformità delle dita



Neo
applicazione su dito di adulto



Neo
applicazione su piede neonatale



Inf
applicazione su dito



Inf
applicazione su pollice

Sensori monouso




RD rainbow Lite SET Adt



RD rainbow Lite SET Pdt



RD rainbow Lite SET Neo



RD rainbow Lite SET Inf

Specifiche tecniche RD rainbow Lite SET-1

PRECISIONE - (ARMS)¹

Intervallo di precisione saturazione dell'ossigeno (% SpO ₂)	70-100%
Adulti/pazienti pediatrici/lattanti in assenza di movimento	.2%
Neonati in assenza di movimento	.3%
Adulti/pazienti pediatrici/lattanti/neonati in presenza di movimento	.3%
Bassa perfusione adulti/pazienti pediatrici/lattanti	.2%
Bassa perfusione neonati	.3%
Intervallo di precisione frequenza cardiaca	25-240 bpm
Adulti/pazienti pediatrici/lattanti/neonati in assenza di movimento	.3 bpm
Adulti/pazienti pediatrici/lattanti/neonati in presenza di movimento	.5 bpm
Bassa perfusione adulti/pazienti pediatrici/lattanti/neonati	.3 bpm

INTERVALLO PESO

RD rainbow Lite SET-1 Adt	>30 kg, applicazione su dito
RD rainbow Lite SET-1 Pdt	10-50 kg, applicazione su dito
RD rainbow Lite SET-1 Inf	3-10 kg, per applicazione sul pollice o sull'alluce
RD rainbow Lite SET-1 Inf	10-20 kg, per applicazione su dito di mani o piedi
RD rainbow Lite SET-1 Neo (neonati)	<3 kg, per applicazione su mano o piede
RD rainbow Lite SET-1 Neo (adulti)	>40 kg, applicazione su dito

COMPATIBILITÀ

I sensori monouso RD rainbow Lite SET sono da utilizzare con dispositivi contenenti la tecnologia Masimo SET® (v7.4 o superiore) oppure che abbiano ottenuto la licenza d'uso con sensori compatibili rainbow®.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Monopaziente / Non sterile / In confezione da 10 unità / Non contiene lattice di gomma naturale

Numero di parte

RD rainbow Lite SET-1 Adt	4042
RD rainbow Lite SET-1 Pdt	4043
RD rainbow Lite SET-1 Inf	4044
RD rainbow Lite SET-1 Neo	4045

¹ La precisione ARMS è un calcolo statistico della differenza fra le misure del dispositivo e le misure di riferimento. In uno studio controllato, circa due terzi delle misure del dispositivo sono rientrati entro \pm ARMS delle misure di riferimento.

I sensori RD rainbow Lite SET hanno ottenuto il marchio CE. Non disponibile negli Stati Uniti o in Canada.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

